

第9回 北海道胃瘻研究会展示会速報

けんだくボトル® 只今特価販売中！



平成23年11月5日(土曜)
札幌コンベンションセンター 展示会場

シンリョウでは、「けんだくボトル」を中心に展示致しました。既にけんだくボトルをお使いのお客様にも多数ご来場いただき、貴重なご意見を頂戴いたしました。

また今回の北海道胃瘻研究会の演題の中で札幌市の医療法人愛全会 愛全病院様が、「簡易懸濁法における投薬容器の比較・検討」として、シンリョウのけんだくボトルをご紹介いただきました！

(看護業務における投薬手技の効率化を目的として、けんだくボトルとカテーテルチップとの比較を行った結果報告でした。)

発表後、シンリョウブースへ大勢の方にお立ち寄りいただき、サンプル品のご依頼やご意見を多数お寄せいただきました。

けんだくボトル100ml® / 未滅菌



発売1年間で143,830本も
ご購入いただきました！
(793医療機関様)

平成23年11月30日まで期間限定特価販売中

1本単価
消費税別

注文番号	10本	50本	1箱	1箱入数
307231	@60	@52	@44	100本

発注の場合はこちら⇒ 本 発注する

シンリョウ 検索 [←クリック http://www.shinryo.jp/](http://www.shinryo.jp/)

ネットショップでも購入できます。

けんだくボトル 検索 [←クリック http://www.kendaku.jp/](http://www.kendaku.jp/)

情報発信「けんだくボトル専用サイト」もございます。

ご来場者様より頂戴した主なご意見

- けんだくボトルを口でくわえた時の感覚として、ストローと同じ感覚の方が嚥下困難患者様もくわえ易く受け入れやすい。
 - 嚥下患者様が飲み易く、口にくわえ易いアダプターがキャップの先にあれば更に良い。
 - けんだくボトル本体とキャップが、紐のような物で繋がっている方が使用勝手が良い。
 - 水を入れて圧をかけると、キャップと本体の間から漏れる場合がある。不思議と薬液では漏れない。
 - けんだくボトルの大きさは100mlが良い。食前に胃腸の働きを良くするのに100ml前後の水分量が適している。
 - けんだくボトルの目盛りが10ml刻みで100mlまであるのが良い。水分制限のある患者様用にも使用できる。
 - 患者様へ直接販売をしたい。病院内売店へ商品陳列したい。
 - シリンジのコストと比較すると、コスト減のメリットが大きいと感じる。
- などなどご意見を頂戴いたしました。
本当に有難うございます。
今後の商品開発参考とさせていただきます。

FAX発注兼資料請求用紙

医療機関名・住所・TEL・FAX	様
ご担当者様	様

話題のアイテムの資料をご希望の方は下に印を付けてお届け先をご明記の上FAXにて送信してください。

- 在宅でも大人気「けんだくボトル」サンプル
- けんだくボトルを患者さんに。「店頭販売冊子」
- 新機種登場！軟膏自動練合機「マゼリータ」資料
- キャップが11色になった「軟膏容器B型」サンプル
- 期間＆商品限定特価「BIGキャンペーン冊子」
- 患者さんにプレゼント「2012メディカルカレンダー」資料
- お礼・お見舞い・ご挨拶に「辰年年賀状」資料

フリーFAX 0120-5-11296
株式会社 **シンリョウ**
東京都豊島区要町3-36-3 TEL0120-7-11296